



КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
**ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1**

198205, Санкт - Петербург, ул. Авангардная 14,  
телефон: 135-16-91; факс 135-99-98; E.mail: office@dgb.spb.ru

№

на №

**ОТЗЫВ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОБНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА «FABIAN»  
ФИРМЫ ACUTRONIC (ШВЕЙЦАРИЯ)**

В течение июня - июля 2005 года в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных ДГБ №1 Санкт-Петербурга на пробной эксплуатации находился аппарат ИВЛ швейцарского производства «Fabian». Аппарат представляет собой интегрированную дыхательно-мониторинговую систему на основе микропроцессоров, обеспечивающую все наиболее актуальные режимы искусственной вентиляции легких для новорожденных.

За время эксплуатации аппарат зарекомендовал себя как удобный в использовании, эффективный в респираторной терапии у большинства пациентов. Чаще всего аппарат применялся для лечения респираторного дистресс синдрома у недоношенных пациентов с массой тела от 1000 до 1500 граммов (6 пациентов), а также при лечении синдрома аспирации меконием (2 ребенка), врожденной пневмонии (1 пациент) и дыхательной поддержки у пациентов после хирургических вмешательств (1 пациент). За время работы аппарат нареканий и замечаний не имел.

Аппарат «Fabian» фирмы Acutronic, Швейцария можно рекомендовать для использования в отделениях реанимации новорожденных второго и третьего уровня.

Главный неонатолог Санкт-Петербурга,  
заведующий ОРИТН ДГБ №1, доцент,  
к.м.н.

В.А. Любименко



Врач-ординатор ОРИТН ДГБ №1,  
ассистент кафедры анестезиологии и  
реаниматологии с курсом неотложной  
педиатрии ФПК и ПП СПбГПМА, к.м.н.

А.В. Мостовой

Врач-ординатор ОРИТН ДГБ №1,  
специалист по респираторной терапии

С.Л. Иванов